

高流量氧浓度表格使用方法

案例：当患者需要用到 45L/min 的高流量气体，同时保证氧浓度在 60%。
可通过以下四步设定好氧浓度：

步骤 1：

从表格找到我们需要的**患者流量**，也是**高流量机器需要设置的流量**。在机器上设置流量为 45L/min。

步骤 2：


找到我们需要的氧浓度，**没有对应的可以找接近的**。案例中我们需要氧浓度达到 60%，表格中没有 60%，可以先找到接近的 56%。

步骤 3：


找到对应的氧源输入氧流量，此案例中对应的氧流量是 20L/min，即为**氧气流量计**上需要设置的流量，在流量计上设置氧流量为 20L/min。

步骤 4：

观察机器显示的氧浓度，应该在 56% 左右。再在氧气流量计进行**微调**加大氧气供应的流量。大概调到 22-23 L/min 左右，机器上就能得到 60% 的氧浓度了。



患者端流量 (L/min) 氧流量 (L/min)	4	6	8	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70	80
氧浓度 %																
2	60	47	41	37	32	29	27	26	26	25	25	24	24	24	23	23
4		73	60	52	42	37	34	30	30	29	28	27	27	26	25	25
6			80	68	52	45	40	37	34	33	31	30	30	29	28	27
8				84	63	52	46	42	39	37	35	34	32	31	30	29
10					73	61	53	47	44	41	39	37	35	34	32	31
15						80	68	61	55	50	47	45	43	41	38	36
20							84	74	66	60	56	53	50	47	44	41
30									89	80	74	68	64	61	55	51
40											91	84	78	74	66	60
50													93	87	77	70
60															89	80
70																90



其他氧浓度按以上步骤调节即可。